

製品規格書

(食品原料)

製品名：マリンプラセンタ®

改訂日：平成31年2月4日

製品略号：MP

品質規格

【試験項目】	【規格】	【試験方法】
1. 性状(外観・におい)	白色～淡黄白色の粉末で、わずかに特異なにおいがある	専従者による目視及び官能検査
2. 鮭卵巣膜抽出物含量	100.0%	抽出液固形分を乾燥粉末化
3. 確認試験 (1) アミノ酸	液は、赤紫色～青紫色を呈する	本品の1%溶液1mLにニンヒドリン溶液(1→1,000)1mLを加えて加熱する
(2) たんぱく質	液は、赤紫色～青紫色を呈する	本品の1%溶液1mLに水酸化ナトリウム試液1mL及び硫酸銅溶液(1→100)を数滴加えて振り混ぜる
4. 窒素含量	12.0%以上	ケルダール法
5. 脂質	1.0%以下	ソックスレー抽出法
6. 乾燥減量	10.0%以下	食品添加物公定書
7. 強熱残分	25.0%以下	食品添加物公定書
8. pH	5.0～7.5	食品添加物公定書
9. 重金属(Pbとして)	20ppm以下	食品添加物公定書
10. ヒ素(Asとして)	2ppm以下	食品添加物公定書
11. 一般生菌数	1,000個/g以下	標準寒天培地培養法
12. 真菌数	100個/g以下	ポテトデキストロース寒天培地培養法
13. 大腸菌群	陰性	BGLB培地培養法
14. 粉体粒径	40メッシュパス	メッシュパス試験

品質管理

1. 基原原料 / 原産国	鮭卵巣膜 / 日本										
2. 原材料表示例	鮭卵巣膜抽出物										
3. 生産方式	バッチ式										
4. ロット番号の表示方法	<table><tr><td>例示</td><td>09510101</td></tr><tr><td>製品識別コード3桁</td><td>095</td></tr><tr><td>製造年西暦末尾1桁</td><td>1</td></tr><tr><td>製造月2桁</td><td>0101</td></tr><tr><td>年初からの製造通し番号2桁</td><td>01</td></tr></table>	例示	09510101	製品識別コード3桁	095	製造年西暦末尾1桁	1	製造月2桁	0101	年初からの製造通し番号2桁	01
例示	09510101										
製品識別コード3桁	095										
製造年西暦末尾1桁	1										
製造月2桁	0101										
年初からの製造通し番号2桁	01										
5. 試験検査頻度	ロット毎										
6. 異物混入対策	篩別、マグネット										
7. 微生物対策	殺菌工程、微生物試験										
8. 品質保証期間	製造後3年間(未開封に限る)										
9. 取扱い及び保管方法	安全データシート参照										

包装仕様

内容量	1kg
容器包装	アルミ袋(内装:ポリエチレン袋)

製造・販売者

株式会社日本バリアフリー
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-41 駿河台下MKビル4階
TEL: 03-5283-7222 FAX: 03-5283-7221

「マリンプラセンタ」は株式会社日本バリアフリーの登録商標です

当社の登録商標の使用を希望される場合には、当社への事前の連絡及び当社の許諾が必要となります。

※当社製品を配合した健康食品等の表示・広告宣伝は関連法規に従ってください。

※当資料にある文章・画像等の無断転載・使用を禁止いたします。