

製品規格書

(食品原料)

製品名：マリンプロテオグリカン®-A

改訂日：平成 30 年 11 月 1 日

製品略号：MPG-A

品質規格

【試験項目】	【規格】	【試験方法】
1. 性状(外観・におい)	白色～淡黄白色の粉末で、 わずかに特異なにおいがある	専従者による目視及び官能検査
2. プロテオグリカン推定純度	20.0% 以上	グルクロン酸含量より算出
3. 乾燥減量	8.0% 以下	常圧乾燥重量法
4. pH	6.0～8.0	食品添加物公定書
5. 重金属 (Pb として)	20ppm 以下	食品添加物公定書
6. ヒ素 (As として)	2ppm 以下	食品添加物公定書
7. 一般生菌数	3,000 個 /g 以下	標準寒天培地培養法
8. 真菌数	100 個 /g 以下	ポテトデキストロース寒天培地培養法
9. 大腸菌群	陰性	BGLB 培地培養法
10. 粉体粒径	42 メッシュパス	メッシュパス

品質管理

1. 基原原料 / 原産国	鮭鼻軟骨 / 日本								
2. 原材料表示例	プロテオグリカン含有鮭鼻軟骨抽出物(鮭鼻軟骨抽出物、デキストリン)								
3. 生産方式	バッチ式								
4. ロット番号の表示方法	<table><tr><td>例示</td><td>AA350101</td></tr><tr><td>製品識別コード 3 桁</td><td>↑</td></tr><tr><td>製造年西暦末尾 1 桁</td><td>↑</td></tr><tr><td>製造月 2 桁</td><td>↑</td></tr></table>	例示	AA350101	製品識別コード 3 桁	↑	製造年西暦末尾 1 桁	↑	製造月 2 桁	↑
例示	AA350101								
製品識別コード 3 桁	↑								
製造年西暦末尾 1 桁	↑								
製造月 2 桁	↑								
5. 試験検査頻度	ロット毎								
6. 異物混入対策	篩別、マグネット								
7. 微生物対策	殺菌工程、微生物試験								
8. 品質保証期間	製造日より 3 年後(未開封に限る)								
9. 取扱い及び保管方法	安全データシート参照								

包装仕様

内容量	100g	1kg
容器包装	アルミ袋	アルミ袋(内装：ポリエチレン袋)

製造・販売者

株式会社日本バリアフリー

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-41 駿河台下 MK ビル 4 階

TEL：03-5283-7222 FAX：03-5283-7221

「マリンプロテオグリカン」は株式会社日本バリアフリーの登録商標です

当社の登録商標の使用を希望される場合には、当社への事前の連絡及び当社の許諾が必要となります。

※当社製品を配合した健康食品等の表示・広告宣伝は関連法規に従ってください。

※当資料にある文章・画像等の無断転載・使用を禁止いたします。